

Наркозный аппарат Aokai Medical MJ-560B3

ФСЗ 2011/10747

режимы ручная вентиляция / IPPV / PCV / SIMV / VCV,
возрастная категория взрослые / дети, испаритель

Aokai Medical Equipment Co. Ltd., Китай



Характеристики

Вентиляция	ручная вентиляция / IPPV / PCV / SIMV / VCV
Мониторинг	концентрация O ₂ на вдохе/выдохе
Возрастная категория	взрослые / дети
Испаритель	Да

Описание

Технические характеристики:

- подача газа: O₂: 0.28 ~ 0.6 МПа; N₂O: 0,28~0,6 МПа;
- измеритель потока: O₂: 0.1 ~ 1.0 л/мин - 1.1 ~ 10 л/мин; N₂O: 0.1 ~1.0 л/мин - 1.1 ~ 10 л/мин;
- ускоренная подача кислорода 25 ~ 75 л/мин;
- при снижении давления подачи кислорода 0,2 МПа активизируется звуковая тревога;
- функция автоматической компенсации по показателям давления, температуры и скорости потока;
- закрытый, полузакрытый, полуоткрытый APL ≤ 12,5 кПа - режим работы;
- для взрослых, для детей, объем выдоха: 0~1500 мл;
- 10,4-дюймовый цветной ЖК-дисплей.

Параметры аппарата ИВЛ:

- IPPV, SIPPV, SIMV, MANUAL, VCV (вентиляция с контролем по объему), PCV (вентиляция с контролем по давлению) режимы искусственной вентиляции легких;
- функции искусственной вентиляции - PEEP, SIGH, IRV, IP, режим ожидания.

Параметры искусственной вентиляции легких:

- объем вдоха 20~1600 мл;
- частота 2~99 вдохов в минуту;
- синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция (частота дыхания) 2 ~ 20 вдохов в минуту;
- триггерное давление на вдохе -10~20 см. вод. ст.;
- РЕЕР 2~20 см. вод. ст.;
- диапазон давления 5 ~ 60 см. вод. ст.;

- SIGH в 1,5 раза длиннее вдоха (настраивается в диапазоне 60 - 120);
- Плато вдоха 0 ~ 50%;
- контроль давления 3 ~ 50 см. вод. ст.;
- снижение давления 1 ~ 10.