

Наркозный аппарат Aokai Medical MJ-560B4

ФСЗ 2011/10747

режимы ручная вентиляция / IPPV / PCV / SIMV / VCV,
возрастная категория взрослые / дети

Aokai Medical Equipment Co. Ltd., Китай



Характеристики

Вентиляция	ручная вентиляция / IPPV / PCV / SIMV / VCV
Мониторинг	концентрация O ₂ на вдохе/выдохе
Возрастная категория	взрослые / дети

Описание

Технические характеристики:

- подача газа O₂: 0.28 ~ 0.6 МПа N₂O: 0,28 ~ 0.6 МПа;
- измеритель потока: O₂: 0.1 ~ 1.0 л/мин - 1,1 ~ 10 л/мин; N₂O: 0.1 ~ 1.0 л/мин - 1.1 ~ 10 л/мин
- O₂, утечка N₂O и блокиратор подачи N₂O;
- ускоренная подача кислорода 25 ~ 75 л/мин;
- при снижении давления подачи кислорода 0,2 МПа активизируется звуковая тревога;
- функция автоматической компенсации по показателям давления, температуры и скорости потока;
- закрытый, полузакрытый, полуоткрытый APL ≤ 12,5 кПа режимы работы дыхательного контура;
- дыхательный мех Для взрослых, для детей, объем выдоха: 0~1500 мл;

Параметры аппарата ИВЛ:

- режим отображения 5,7-дюймовый ЖК-дисплей с высоким разрешением;
- режимы искусственной вентиляции легких IPPV, SIPPV, SIMV, MANUAL;
- функции искусственной вентиляции PEEP, SIGH.

Параметры искусственной вентиляции легких:

- объем вдоха: 50~1500 мл;
- частота: 2~99 вдохов в минуту;
- синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция (частота дыхания): 2~20 вдохов в минуту;
- триггерное давление на вдохе -10~20 см. вод. ст.;
- PEEP 2~20 см. вод. ст.;
- диапазон давления 5 ~ 60 см. вод. ст.