

Наркозный аппарат Aokai Medical MJ-560B5

ФСЗ 2011/10747

режимы ручная вентиляция / IPPV / PCV / SIMV / VCV,
возрастная категория взрослые / дети

Aokai Medical Equipment Co. Ltd., Китай



Характеристики

Вентиляция	ручная вентиляция / IPPV / PCV / SIMV / VCV
Мониторинг	концентрация O ₂ на вдохе/выдохе
Возрастная категория	взрослые / дети

Описание

Технические характеристики:

- подача газа O₂, N₂O, воздух: 0,28~0,6 МПа;
- измеритель потока: O₂ : 0.1~ 1.0 л/мин - 1.1 ~ 10 л/мин; N₂O: 0.1~ 1.0 л/мин - 1.1 ~ 10 л/мин;
- O₂, утечка N₂O и блокиратор подачи N₂O;
- при работе с закисью азота концентрация кислорода составляет >25%;
- при снижении давления подачи кислорода 0.2 кПа подача закиси азота будет заблокирована;
- ускоренная подача кислорода 25~ 75 л/мин;
- при снижении давления подачи кислорода 0.2 МПа активизируется звуковая тревога;
- функция автоматической компенсации по показателям давления, температуры и скорости потока;
- дыхательный мех: для взрослых, объем выдоха: 0~1500 мл ; Для детей, объем выдоха: 0~300 мл

Параметры аппарата ИВЛ:

- режим отображения - 10,4-дюймовый ЖК-дисплей с высоким разрешением;
- режимы искусственной вентиляции легких - VCV, PCV, SIMV, MANUAL;
- функции искусственной вентиляции - PEEP, SIGH, IP, IRV, режим ожидания;

Параметры искусственной вентиляции легких:

- объем вдоха 20~1600 мл;
- частота 2~99 вдохов в минуту;
- синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция 2~20 вдохов в минуту;
- триггерное давление на вдохе -10~20 см. вод. ст.;
- PEEP 2~ 20 см. вод. ст.;
- диапазон давления 5 ~ 60 см. вод. ст.;
- SIGH в 1,5 раза длиннее вдоха;
- плато вдоха 0~ 5 0%;

- контроль давления 3 ~ 50 см вод. ст.;
- снижение давления скорость 1 ~10.