

Станция инфузионная MEDEV СИНС-01

РЗН 2018/7561

станция, насосов в станции 3 шт.

НПЗ АО, Россия



Характеристики

Вид	станция
Насосов в станции	3 шт.
Размеры	285×290×225 мм
Масса	7.1 кг

Описание

Стыковочная станция для инфузионных насосов НПЗ СИНС-01 предназначена для многоканальной или релейной инфузии в клинических условиях (стационарные и амбулаторные ЛПУ). Станция позволяет объединять ИНШ-01 и ИНП-01 в единую систему для клинического применения таким образом, чтобы объединенные многоканальные ИНШ-01, объединенные многоканальные ИНП-01, объединенные многоканальные ИНШ-01/ИНП-01 работали в автономном режиме или режиме переключения (реле). Стыковочная станция состоит из одного блока управления и одного блока питания.

Особенности:

- режим переключения (реле) инфузии;
- WIFI модуль для удаленного контроля состояния инфузии;
- подключение устройства вызова медсестры и датчика капель;
- модульная конструкция ячеек позволяет создавать многоканальные насос.

Технические характеристики:

- источник питания переменного тока:
 - напряжение переменного тока: от 100 до 240 В,
 - частота: от 50 до 60 Гц,
 - потребляемая мощность: не более 20 В·А;
- диапазон количества насосов, устанавливаемых в одну стыковочную станцию: от 1 до 3
- количество стыковочных станций, соединяемых между собой: не более 5
- диапазон количества насосов, объединяемых при максимальном соединении: от 1 до 15
- система из одной стыковочной станции и 3 насосов ИНШ-01/ИНП-01:
 - потребляемая мощность: не более 300 В·А,

масса: не более 7.1 кг,
габаритные размеры: не более 285×290×225 мм;
- система из 5 стыковочных станций и 15 насосов ИНШ-01/ИНП-01:
потребляемая мощность: не более 1500 В·А,
масса: не более 32.7 кг,
габаритные размеры: не более 285×1310×225 мм.