

Станция инфузионная Aitecs IDS

ФСЗ 2010/08442

станция, насосов в станции 3 / 4 / 6 / 8 шт., объем шприца 2/3 / 5/6 / 10/12 / 20/22 / 30/35 / 50/60 мл, скорость введения 0.01-2200 мл/ч, объем дозирования 0.1-9999 мл

UAB Viltechmeda, Литва



Характеристики

Вид	станция
Насосов в станции	3 / 4 / 6 / 8 шт.
Объем шприца	2/3 / 5/6 / 10/12 / 20/22 / 30/35 / 50/60 мл
Скорость введения	0.01-2200 мл/ч
Объем дозирования	0.1-9999 мл

Описание

Инфузионная станция IDS предназначена для крепления инфузионных насосов Aitecs, их централизованного питания, сбора и передачи параметров инфузии в единую систему управления данными о пациенте (PDMS или CIS), а также организации мониторинга параметров инфузии в реальном времени.

Станция оснащена встроенным аккумулятором, световой индикацией тревог и USB-портом, станция может не только объединять от 3-х до 8-ми насосов, но и связываться в единую систему с другими станциями, включающей до 64 помп одновременно.

Варианты исполнения:

- IDS-03 - объединяет до 3-х насосов Aitecs 2016;
- IDS-03E - аналог IDS-03, дополненный электрической розеткой;
- DS-04 - объединяет до 4-х насосов Aitecs 2016;
- IDS-06 - объединяет до 6-ти насосов Aitecs 2016;
- IDS-08 - объединяет до 8-ми насосов Aitecs 2016.

Станция инфузионная Aitecs(Вилтехмеда) IDS имеет несколько вариантов крепления:

- на мобильной стойке диаметром от 15 до 41 мм;
- на рейке прямоугольного сечения 10×25 мм;
- на мобильном инфузионном стенде с диаметром стойки от 15 до 41 мм;
- на настенных или потолочных консолях.