

Стекло предметное МиниМед СО-3

РЗН 2015/2981

предметное, размер 76×26 мм, толщина 2 мм, края
шлифованные

МиниЛаб ООО, Россия



Характеристики

Тип	предметное
Размер	76×26 мм
Толщина	2 мм
Края	шлифованные
Покрытие	без покрытия

Описание

Стекло предметное СО-3 (артикул 12003403) с шлифованными краями.

Размеры: 76×26×2 мм

В упаковке: 50 шт. (в коробке 20 пачек – 2500 шт.)