

Стекло предметное МиниМед СП с лунками

РЗН 2015/2981

предметное, размер 76×26 мм, толщина 1 мм, края
шлифованные, с лунками

МиниЛаб ООО, Россия



Характеристики

Тип	предметное
Размер	76×26 мм
Толщина	1 мм
Края	шлифованные
Покрытие	без покрытия
С лунками	Да

Описание

Стекла предметные МиниМед с лунками с шлифованными краями разработаны для микроскопии препаратов «висячая капля».

Размеры: 76×26×2 мм

Лунки: □14 мм, глубина – 0.5 мм

Артикул	Наименование
12003418	СП-7103 (с одной лункой)
12003419	СП-7104 (с двумя лунками)
12003425	СП-7103А (с тремя лунками)

В упаковке: 50 шт. (в коробке 20 пачек – 2500 шт.)