

Стекло предметное Optech Medical положительно заряженное

предметное, размер 76×26 мм / 75×25 мм, толщина 1 мм, края шлифованные, полоса для записей

Weihai Optech Medical Instruments Co., Китай



Характеристики

Тип	предметное
Размер	76×26 мм / 75×25 мм
Толщина	1 мм
Края	шлифованные
Покрытие	без покрытия
Полоса для записей	Да

Описание

Стекла предметные Optech Medical положительно заряженные. Такие стекла электростатически притягивают цитологические препараты, фиксируя их на стекле.

Кат. №	Цвет	Материал / края	Размер	Толщина
ОРА10-1	Белый	Силикатное стекло Шлифованные края	76×26 мм 75×25 мм	1 мм 1.1 мм
ОРА10-2	Оранжевый			
ОРА10-3	Зеленый			
ОРА10-4	Розовый			
ОРА10-5	Голубой			
ОРА10-6	Желтый			
ОРА10А-1	Белый	Сверхпрозрачное стекло Шлифованные края	76×26 мм 75×25 мм	1 мм 1.1 мм
ОРА10А-2	Оранжевый			
ОРА10А-3	Зеленый			
ОРА10А-4	Розовый			
ОРА10А-5	Голубой			
ОРА10А-6	Желтый			

В упаковке: 50 шт. / 72 шт.