

Стекло предметное Optech Medical с силаном

предметное, размер 76×26 мм / 75×25 мм, толщина 1 мм, края шлифованные, полоса для записей

Weihai Optech Medical Instruments Co., Китай



Характеристики

Тип	предметное
Размер	76×26 мм / 75×25 мм
Толщина	1 мм
Края	шлифованные
Покрытие	с покрытием
Полоса для записей	Да

Описание

Стекла предметные Optech Medical с силаном для улучшения адгезии образцов к предметному стеклу.

Кат. №	Цвет	Материал / края	Размер	Толщина
ОРА30-1	Белый	Силикатное стекло Шлифованные края	76×26 мм 75×25 мм	1 мм 1.1 мм
ОРА30-2	Оранжевый			
ОРА30-3	Зеленый			
ОРА30-4	Розовый			
ОРА30-5	Голубой			
ОРА30-6	Желтый			
ОРА30А-1	Белый	Сверхпрозрачное стекло Шлифованные края	76×26 мм 75×25 мм	1 мм 1.1 мм
ОРА30А-2	Оранжевый			
ОРА30А-3	Зеленый			
ОРА30А-4	Розовый			
ОРА30А-5	Голубой			
ОРА30А-6	Желтый			

В упаковке: 50 шт. / 72 шт.