


Стекло предметное Optech Medical с цветной полосой

предметное, размер 76×26 мм / 75×25 мм, толщина 1 мм, края шлифованные, полоса для записей

Weihai Optech Medical Instruments Co., Китай



Характеристики

Тип	предметное
Размер	76×26 мм / 75×25 мм
Толщина	1 мм
Края	шлифованные
Покрытие	без покрытия
Полоса для записей	Да

Описание

Стекла предметные Optech Medical с цветной полосой для маркировки.

Пропускание света: 91.5% (в диапазоне 250-800 нм).
Индекс рефракции: 1.5171 (λ=546.1 нм).

Кат. №	Цвет	Материал / края	Размер	Толщина
OP7109-1	Белый	Силикатное стекло Шлифованные края	76×26 мм 75×25 мм	1 мм 1.1 мм
OP7109-2	Оранжевый			
OP7109-3	Зеленый			
OP7109-4	Розовый			
OP7109-5	Голубой			
OP7109-6	Желтый			
OP7109A-1	Белый	Сверхпрозрачное стекло Шлифованные края	76×26 мм 75×25 мм	1 мм 1.1 мм
OP7109A-2	Оранжевый			
OP7109A-3	Зеленый			
OP7109A-4	Розовый			
OP7109A-5	Голубой			
OP7109A-6	Желтый			

В упаковке: 50 шт. / 72 шт.