

Стеллаж медицинский Артинокс AR-СТ1

ФСЗ 2010/06386

универсальный, металл, сборная конструкция,
напольный, 1000 (1200)×300-600×2000-3000 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	универсальный
Материал	металл
Характеристика материала	полимерное покрытие
Конструкция	сборная
Способ крепления	напольный
Полки	Да
Ножки	Да
Регулирование расстояния между полками	Да
Размер	1000 (1200)×300-600×2000-3000 мм

Дополнительные характеристики

Технические характеристики стеллажей Артинокс AR-СТ1:

Артикул	Полки	Габариты	Примечание
AR-CT1	4	1000×300×2000	Каркас: металл в полимере, сборно-разборный
AR-CT1	4	1000×400×2000	Каркас: металл в полимере, сборно-разборный, 4 полки (регулировка высоты с шагом 50 мм)
AR-CT1	4	1000×500×2000	Каркас: металл в полимере, сборно-разборный, 4 полки (регулировка высоты с шагом 50 мм)
AR-CT1	4	1000×600×2000	Каркас: металл в полимере, сборно-разборный
AR-CT1	4	1200×300×2000	Каркас: металл в полимере, сборно-разборный
AR-CT1	4	1200×400×2000	Каркас: металл в полимере, сборно-разборный, 4 полки (регулировка высоты с шагом 50 мм)
AR-CT1	4	1200×500×2000	Каркас: металл в полимере, сборно-разборный, 4 полки (регулировка высоты с шагом 50 мм)
AR-CT1	4	1200×600×2000	Каркас: металл в полимере, сборно-разборный, 4 полки (регулировка высоты с шагом 50 мм)
AR-CT1	4	1000×300×2500	Каркас: металл в полимере, сборно-разборный, 4 полки (регулировка высоты с шагом 50 мм)

AR-CT1	4	1000×400×2500	Каркас: металл в полимере, сборно-разборный, 4 полки (регулировка высоты с шагом 50 мм)
AR-CT1	4	1000×500×2500	Каркас: металл в полимере, сборно-разборный, 4 полки (регулировка высоты с шагом 50 мм)
AR-CT1	4	1000×600×2500	Каркас: металл в полимере, сборно-разборный, 4 полки (регулировка высоты с шагом 50 мм)
AR-CT1	4	1200×300×2500	Каркас: металл в полимере, сборно-разборный, 4 полки (регулировка высоты с шагом 50 мм)
AR-CT1	4	1200×400×2500	Каркас: металл в полимере, сборно-разборный, 4 полки (регулировка высоты с шагом 50 мм)
AR-CT1	4	1200×500×2500	Каркас: металл в полимере, сборно-разборный, 4 полки (регулировка высоты с шагом 50 мм)
AR-CT1	4	1200×600×2500	Каркас: металл в полимере, сборно-разборный, 4 полки (регулировка высоты с шагом 50 мм)
AR-CT1	4	1000×300×3000	Каркас: металл в полимере, сборно-разборный, 4 полки (регулировка высоты с шагом 50 мм)

AR-CT1	4	1000×400×3000	Каркас: металл в полимере, сборно-разборный, 4 полки (регулировка высоты с шагом 50 мм)
AR-CT1	4	1000×500×3000	Каркас: металл в полимере, сборно-разборный, 4 полки (регулировка высоты с шагом 50 мм)
AR-CT1	4	1000×600×3000	Каркас: металл в полимере, сборно-разборный, 4 полки (регулировка высоты с шагом 50 мм)
AR-CT1	4	1200×300×3000	Каркас: металл в полимере, сборно-разборный, 4 полки (регулировка высоты с шагом 50 мм)
AR-CT1	4	1200×400×3000	Каркас: металл в полимере, сборно-разборный
AR-CT1	4	1200×500×3000	Каркас: металл в полимере, сборно-разборный
AR-CT1	4	1200×600×3000	Каркас: металл в полимере, сборно-разборный, 4 полки (регулировка высоты с шагом 50 мм)