

Стеллажи для хирургического отделения и ЦСО Артинокс АТ-S01-S06

ФСЗ 2010/06374

универсальный, металл, сборная конструкция,
напольный, 1000 (1200)×300-500×2000 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	универсальный
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Конструкция	сборная
Способ крепления	напольный
Полки	Да
Ножки	Да
Размер	1000 (1200)×300-500×2000 мм

Дополнительные характеристики

Технические характеристики Стеллажей Артинокс АТ-S01-S06:

Артикул	Габариты	Примечание
АТ-S01	1000×300×2000	5 полок
АТ-S02	1000×400×2000	5 полок
АТ-S03	1000×500×2000	5 полок
АТ-S04	1200×300×2000	5 полок
АТ-S05	1200×400×2000	5 полок
АТ-S06	1200×500×2000	5 полок