

Стеллаж медицинский Т11.03 кат. № 700 003

ФСЗ 2008/02415

универсальный, металл, сборная конструкция,
напольный, 1000×660×1870 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	универсальный
Материал	металл
Характеристика материала	полимерное покрытие
Конструкция	сборная
Способ крепления	напольный
Полки	Да
Ножки	Да
Дополнительная нагрузка на полку	30 кг
Регулирование расстояния между полками	Да
Размер	1000×660×1870 мм

Дополнительные характеристики

Стеллаж четырехполочный. Номинальное межполочное расстояние - 370 мм. Нагрузка на полку - не более 30 кг.