

Стеллаж медицинский Т11.06 кат. № 700 006

ФСЗ 2008/02415

универсальный, металл, сборная конструкция,  
напольный, 1004×504×2002 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Назначение                             | универсальный       |
| Материал                               | металл              |
| Характеристика материала               | полимерное покрытие |
| Конструкция                            | сборная             |
| Способ крепления                       | напольный           |
| Полки                                  | Да                  |
| Ножки                                  | Да                  |
| Дополнительная нагрузка на полку       | 60 кг               |
| Регулирование расстояния между полками | Да                  |
| Размер                                 | 1004×504×2002 мм    |

Дополнительные характеристики

Стеллаж архивный восьмиполочный с боковыми ограничителями и центральными разделителями на полках.  
Номинальное межполочное расстояние - 220 мм. Нагрузка на полку - не более 60 кг.