

Стеллаж медицинский Т11.07 кат. № 700 007

ФСЗ 2008/02415

универсальный, металл, сборная конструкция,
напольный, 1004×304×2002 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	универсальный
Материал	металл
Характеристика материала	полимерное покрытие
Конструкция	сборная
Способ крепления	напольный
Полки	Да
Ножки	Да
Дополнительная нагрузка на полку	60 кг
Регулирование расстояния между полками	Да
Размер	1004×304×2002 мм

Дополнительные характеристики

Стеллаж архивный восьмиполочный с боковыми и задними ограничителями и наличием разделителей на полках. Номинальное межполочное расстояние -220 мм.Нагрузка на полку - не более 60 кг.