

Стеллаж медицинский Т11.08 кат. № 700 008

ФСЗ 2008/02415

универсальный, металл, сборная конструкция,
напольный, 1182×557×2002 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	универсальный
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Конструкция	сборная
Способ крепления	напольный
Полки	Да
Дополнительная нагрузка на полку	80 кг
Регулирование расстояния между полками	Да
Размер	1182×557×2002 мм

Дополнительные характеристики

Стеллаж четырехполочный с перфорированными полками. Номинальное межполочное расстояние - 475 мм.
Нагрузка на полку - не более 80 кг.