

Автоклав Euronda E9 INSPECTION Med S1 18 л

РЗН 2017/5898

паровой, объем камеры 18 л, настольный, загрузка горизонтальная, программы 5 шт., сушка, принтер, полок 4 шт., 45×44.5×61 см, мощность 2.3 кВт, вес 40.5 кг

Euronda S.p.A, Италия



Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	18 л
Размещение	настольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	5
Сушка	Да
Принтер	Да
Количество полок	4
Размеры	45×44.5×61 см
Мощность	2.3 кВт
Вес	40.5 кг

Описание

Паровой стерилизатор Euronda E9 Med S1 18 л – это автоклав, который делает стерилизацию класса В доступной для всех. За его простым и удобным интерфейсом скрывается целый ряд первоклассного оборудования, включая вакуумный насос с двойной головкой и сложный микропроцессор, который постоянно контролирует ключевые параметры для эффективной стерилизации. E9 Med может выполнять 5 различных циклов типа В. Он автоматически отслеживает все данные каждого цикла, которые затем можно распечатать на встроенном термопринтере и легко прикрепить к пакетам. Как и любой автоклав Euronda, он может быть осмотрен и очищен оператором. Прост в обслуживании благодаря его модульной структуре.

Описание:

- позволяет установить версию на 24 литра в пространство версии на 18 литров;
- автоклав класса В полностью соответствует нормативе EN 13060;
- камера из нержавеющей стали;

- защита от короткого замыкания;
- защита от перегрева;
- защита от излишнего давления;
- защита от случайного открывания двери;
- система оценки процесса стерилизации;
- система самодиагностики в режиме реального времени.

	Euronda E9 Med 18 л	Euronda E9 Med 24 л
Объем камеры	18 л	24 л
Размеры камеры	25×34 см	25×44 см
Общие размеры	45×44.5×61 см	45×44.5×61 см
Масса автоклава	40.5 кг	43 кг
Рабочая температура	от +5 до +40°C	от +5 до +40°C