

Стерилизатор плазменный RENOSEM RENO-D50

ФСЗ 2010/07283

плазменный, объем камеры 60 л, напольный, загрузка горизонтальная, программы 3 шт., принтер, полок 2 шт., 128×57×83 см, мощность 2.5 кВт, вес 290 кг

RENOSEM Co., Ltd., Южная Корея



Характеристики

Тип	плазменный
Объем камеры	60 л
Размещение	напольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	3
Принтер	Да
Количество полок	2
Размеры	128×57×83 см
Мощность	2.5 кВт
Вес	290 кг

Описание

Стерилизатор RENOSEM RENO D50 – это **двухкамерный** низкотемпературный плазменный стерилизатор, предназначенный для термочувствительных (термолабильных) медицинских изделий и инструментов, которые не могут стерилизоваться в автоклавах и сухожаровых шкафах. Для медицинских изделий, чувствительных к высокой температуре и влажности, такая стерилизация является наиболее подходящей ввиду низкой температуры в камере между циклами стерилизации.

В качестве стерилизующего вещества используется жидкий реагент пероксида водорода, преобразуемый в плазму под действием электрического тока.

В приборе имеется программа самодиагностики, с помощью которой каждое утро можно производить очистку и проверку системы.

По окончании процесса стерилизации производится распечатка параметров, по которой можно легко проверить результаты процесса.

Камера

Объем камеры – **60 л** (две камеры по 30 л, размеры 185×300×548 мм (в×ш×г)).

Если занята одна камера стерилизации, то реагент применяется только в рабочей камере, свободная камера не тратит реагент.

Стерилизующее средство: пероксид водорода (4 мл (50%) × 2 камеры, 1 цикл / 2 кассеты RENO SA).

Температура переработки: ниже 55°C.

Общее время цикла:

- экономичный цикл – около 27 мин (одиночный режим).
- расширенный цикл – около 45 мин.

Расходные материалы для стерилизатора RENO D50.

Преимущества:

- удобный пользовательский интерфейс – легко использовать, цветной сенсорный дисплей;
- универсальная **система хранения данных**;
- простая **стерилизационная камера** – стерилизационная камера изготовлена из долговечных и легкоочищаемых материалов, доступность стерилизационной камеры во время чистки;
- **встроенный термопринтер**;
- встроенные **4 колесика** для удобной транспортировки;
- простая загрузка стерилизационного реагента – кассета одноразового использования легка в применении; не требуются дополнительные расходные материалы для утилизации использованных кассет.

Питание: 230 В~, однофазная сеть, 50/60 Гц, 2.5 кВт.