

Стерилизатор плазменный RENOSEM RENO-S130

ФСЗ 2012/1168

плазменный, объем камеры 131 л, напольный,
загрузка горизонтальная, программы 3 шт., принтер,
полок 2 шт., 154.7×77.8×112 см, мощность 3 кВт, вес
440

RENOSEM Co., Ltd., Южная Корея



Характеристики

Тип	плазменный
Объем камеры	131 л
Размещение	напольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	3
Принтер	Да
Количество полок	2
Размеры	154.7×77.8×112 см
Мощность	3 кВт
Вес	440

Описание

Стерилизатор RENOSEM RENO S130 – это низкотемпературный стерилизатор, предназначенный для термочувствительных (термолабильных) медицинских изделий и инструментов, которые не могут стерилизоваться в автоклавах и сухожаровых шкафах..

В качестве стерилизующего вещества используется жидкий реагент **пероксида водорода**, преобразуемый в плазму под действием электрического тока. **Для медицинских изделий, чувствительных к высокой температуре и влажности**, такая стерилизация является наиболее подходящей ввиду низкой температуры в камере между циклами стерилизации.

Объем камеры: 131.4 л (400×450×730 мм (в×ш×гл)).

Стерилизующее средство: пероксид водорода (10 мл (50%), 1 цикл / 1 кассета RENO SA 10).

Температура переработки: ниже 55°C.

Общее время цикла:

- бесполостный цикл – около 28 мин;
- экономичный цикл – около 45 мин;
- расширенный цикл – около 62 мин.

Расходные материалы для стерилизатора RENO S130.

Преимущества:

- **Быстрые стерилизационные циклы** - более 10 циклов в день! Быстрые сроки стерилизации обеспечивают быстрый инструментальный оборот.
- Вместительность камеры >90%. Безлюменный цикл стерилизации предметов без пустот и щелей.
- **Щадящая стерилизация**. Идеально подходит для термолабильных инструментов чувствительных к повышенной температуре и влаге.
- Легко подключить! Потребность в дополнительных условиях (подключение к воде, системе вентиляции и дополнительных расходных материалах для утилизации использованного стерилизующего средства) отсутствует.
- Нетоксичные радикалы. Водяные пары (H₂O) и кислород (O₂) гарантируют безопасность для пользователя, пациента и окружающей среды.
- **Высокая проникаемость**. Гарантия эффективности при обработке труднодоступных зон медицинских инструментов, например, внутренние каналы до 1 мм в диаметре и длиной до 250 см. Все микроорганизмы, включая вегетативные и спорообразующие бактерии, грибы и вирусы, инактивируются при низкой концентрации пероксида водорода.
- **Термо-принтер**. Распечатка чека с отчетом по всему циклу стерилизации.
- **Программа самодиагностики**. Каждое утро можно производить очистку и проверку системы.

Питание: 230 В~, однофазная сеть, 50/60 Гц, 3 кВт.