

Стерилизатор плазменный RENOSEM RENO-S30

ФСЗ 2010/07283

плазменный, объем камеры 34 л, напольный, загрузка горизонтальная, программы 2 шт., принтер, полок 1 шт., 101×57×83 см, мощность 2.5 кВт, вес 190 кг

RENOSEM Co., Ltd., Южная Корея



Характеристики

Тип	плазменный
Объем камеры	34 л
Размещение	напольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	2
Принтер	Да
Количество полок	1
Размеры	101×57×83 см
Мощность	2.5 кВт
Вес	190 кг

Описание

Стерилизатор RENOSEM RENO S30 – это низкотемпературный плазменный стерилизатор, предназначенный для термочувствительных (термолабильных) медицинских изделий и инструментов, которые не могут стерилизоваться в автоклавах и сухожаровых шкафах..

В качестве стерилизующего вещества используется жидкий реагент пероксида водорода, преобразуемый в плазму под действием электрического тока.

По окончании процесса стерилизации производится распечатка параметров, по которой можно легко проверить результаты процесса.

Камера: 34 л, 185×300×610 мм (в×ш×г).

Стерилизующее средство: пероксид водорода (4 мл, 50%, 1 цикл/кассета).

Температура переработки: ниже 55°C.

Общее время цикла:

- экономичный цикл – около 27 мин.
- прогрессивный цикл – около 45 мин.

Расходные материалы для стерилизатора RENO S30.

Преимущества:

- удобный пользовательский интерфейс – легко использовать, цветной сенсорный дисплей;
- универсальная **система хранения данных**;
- простая **стерилизационная камера** - стерилизационная камера изготовлена из долговечных и легкоочищаемых материалов - доступность стерилизационной камеры во время чистки;
- **встроенный термопринтер**;
- встроенные **4 колесика** для удобной транспортировки;
- простая загрузка стерилизационного реагента;
- кассета одноразового использования легка в применении;
- не требуются дополнительные расходные материалы для утилизации использованных кассет.

Питание: 230 В~, однофазная сеть, 50/60 Гц, 2.5 кВт.