

Стерилизатор плазменный Steris V-PRO 60

ФСЗ 2008/01491

плазменный, объем камеры 60 л, напольный /
настольный, загрузка горизонтальная, программы 3
шт., принтер, полок 2 шт.

Steris Corporation, США



Характеристики

Тип	плазменный
Объем камеры	60 л
Размещение	напольный / настольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	3
Принтер	Да
Количество полок	2

Описание

V-PRO 60 – низкотемпературный стерилизатор с использованием газообразной перекиси водорода. Стерилизатор поставляется на колесной платформе, что облегчает его перемещение.

Проверка уровня влажности: из камеры удаляется остаточная влажность.

Характеристики:

- Камера 60 л.
- Концентрация пероксида водорода в камере – 59%.

Циклы стерилизации для различных инструментов:

1. Не полые инструменты – **28 минут** (до 5.4 кг).
2. Гибкие эндоскопы – **38 минут**.
3. Полые инструменты – **60 минут**.

Стерилизующее средство

Используется специальный картридж – **Vaprox HC**.

Пустой картридж можно безопасно утилизировать с обычными отходами.