

Стерилизатор плазменный Steris V-PRO maX 2

ФСЗ 2008/01491

плазменный, объем камеры 136 л, напольный,
загрузка горизонтальная, программы 3 шт., полок 2
шт., 83.8×97.3×182.9 (83.8×104×182.9) см

Steris Corporation, США



Характеристики

Тип	плазменный
Объем камеры	136 л
Размещение	напольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	3
Количество полок	2
Размеры	83.8×97.3×182.9 (83.8×104×182.9) см

Описание

V-PRO maX 2 – низкотемпературный стерилизатор с использованием газообразной перекиси водорода.

Проверка уровня влажности: при обнаружении повышенной влажности стерилизатор совершает до двух попыток удалить остатки влаги из загруженных инструментов и упаковки.
Сухая обработка обеспечивает продление срока службы инструментов.

Характеристики:

- Большая камера: **136 л** полезного объема (432×381×826 мм).
- Возможность смешанной загрузки в одном цикле.
- Рабочая температура: 51.5°C.

Циклы стерилизации для различных инструментов:

1. Изделия без просветов – **16 минут** (до 5 кг)
2. Изделия без просветов – **28 минут** (до 22.7 кг).
3. Гибкие изделия – **35 минут** (до 10.9 кг).
4. Изделия с просветом – **55 минут** (до 8.9 кг).

Стерилизующее средство

Используется специальный **картридж – Vaprox HC**.

1 упаковка – 3 картриджа, 1 картридж на 4/8/15/30 циклов в зависимости от программы.

Картридж обтекаемой формы – можно вставить только в одном положении.
Пустой картридж можно безопасно утилизировать с обычными отходами.

Варианты исполнения (В×Ш×Г):

- Свободностоящий, однодверный (1829×838×973 мм)
- Встраиваемый, однодверный (1829 ×838×973 мм)
- Встраиваемый, проходной (1829 ×838×1040 мм)