

Стерилизатор паровой КРЭТ ВКа-75-Р ПЗ

ФСР 2012/13225

паровой, объем камеры 75 л, напольный, загрузка вертикальная, программы 3 шт., режим свободного программирования, сушка, полок 3 шт., 54×68.6×121 см, мощность 6.5 кВт, вес 130 кг

Государственный Рязанский приборный завод ОАО, Россия



Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	75 л
Размещение	напольный
Тип загрузки	вертикальная
Количество программ	3
Режим свободного программирования	Да
Сушка	Да
Количество полок	3
Размеры	54×68.6×121 см
Мощность	6.5 кВт
Вес	130 кг

Описание

Стерилизатор паровой КРЭТ ВКа-75-Р ПЗ – автоматический паровой стерилизатор с возможностью выбора режимов стерилизации. Предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром **лекарственных растворов**.

Камера: 75 л (круглая, Ø400×674 мм).

Скорость нагрева: не более 45 мин.

Температурные режимы:

- 121°С - 8 мин
- 121°С - 12 мин
- 121°С - 20 мин

Преимущества

- точный контроль параметров и функций автоклава;
- предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры осуществляется методом гравитационной продувки;
- полная автоматизация процесса стерилизации;
- возможность программирования параметров цикла стерилизации;
- центральный затвор крышки сосуда;
- стерилизаторы оснащены интерфейсным разъёмом для подключения к компьютеру;
- все элементы сосуда стерилизатора, кроме уплотнений, трубопроводов и штуцеров, изготовлены из коррозионностойкой стали, внутренняя поверхность камеры обработана методом электрохимического полирования;
- стерилизационная камера и парогенератор выполнены из нержавеющей стали и представляют собой единую сварную конструкцию;
- сливное отверстие камеры имеет фильтр для предохранения гидроаппаратуры от попадания мусора;
- микропроцессорное управление обеспечивает постоянный и максимально точный контроль параметров и функций автоклава.

Электропитание: 380 В, 50 Гц, 6.5 кВт.

Габаритные размеры: 54×68.6×121 см.

Масса: 130 кг.