

Стерилизатор паровой КРЭТ ГКа-25 ПЗ (-05) автономный

ФСР 2009/05815

паровой, объем камеры 24.7 л, настольный, загрузка горизонтальная, режим свободного программирования, сушка, полок 2 шт., 45×69×40 см, мощность 2.1 кВт, вес 46 кг

Государственный Рязанский приборный завод ОАО, Россия



Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	24.7 л
Размещение	настольный
Тип загрузки	горизонтальная
Режим свободного программирования	Да
Сушка	Да
Количество полок	2
Размеры	45×69×40 см
Мощность	2.1 кВт
Вес	46 кг

Описание

Стерилизатор паровой КРЭТ ГКа-25 ПЗ (-05) – автономного типа (не требуется подключение к водопроводу и канализации).

Камера: 24.7 л (круглая, Ø246×450 мм).
Полки: 2 шт. (макс. – 3 шт.). Размер полок – 215×380 мм.
Скорость нагрева: не более 30 мин.

Температурные режимы:

- 134°С - 5 мин
- 121°С - 20 мин
- режим свободного программирования (температура 120-134°С, стерилизация 3-45 мин, сушка 1-25 мин)

Преимущества

- автономного типа – не требует подключения к водопроводу и канализации;
- эффективная стерилизация при запуске из холодного состояния;
- **вакуумная сушка** осуществляется с помощью вакуумного насоса;
- полная автоматизация процесса стерилизации;
- минимальный цикл стерилизации – 30 минут;
- все элементы сосуда стерилизатора, кроме уплотнений, трубопроводов и штуцеров, изготовлены из коррозионностойкой стали;
- стерилизаторы оснащены интерфейсным разъёмом для подключения к компьютеру;
- энергонезависимая память;
- соответствует классу В (ГОСТ Р ЕН 13060).

Электропитание: 220 В, 50 Гц, 2.1 кВт.

Габаритные размеры: 45×69×40 см.

Масса: 46 кг.