

Стерилизатор паровой КРЭТ ГКа-25 ПЗ (-07) класс S

ФСР 2009/05815

паровой, объем камеры 24.7 л, настольный, загрузка горизонтальная, сушка, 45×69×40 см, мощность 2 кВт, вес 40 кг

Государственный Рязанский приборный завод ОАО,
Россия



Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	24.7 л
Размещение	настольный
Тип загрузки	горизонтальная
Сушка	Да
Размеры	45×69×40 см
Мощность	2 кВт
Вес	40 кг

Описание

Стерилизатор паровой КРЭТ ГКа-25 ПЗ (-07) – автономный тип, класс S (стерилизация только неупакованного инструмента).

- Камера:** 24.7 л (круглая, Ø246×450 мм).
Полки: 2 шт. (макс. – 3 шт.). Размер полок – 215×380 мм.
Скорость нагрева: не более 30 мин.

- Температурные режимы:**
- 134°С - 5 мин
 - 121°С - 20 мин

- Преимущества**
- автономного типа – не требует подключения к водопроводу и канализации;
 - эффективная стерилизация при запуске из холодного состояния;
 - термодинамическая сушка (естественным путем);
 - полная автоматизация процесса стерилизации;
 - камера стерилизатора изготовлена из коррозионностойкой стали;

- стерилизаторы оснащены интерфейсным разъёмом для подключения к компьютеру;
- энергонезависимая память;
- предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры – гравитационная продувка.
- соответствует классу S (ГОСТ Р ЕН 13060) и обеспечивает стерилизацию неупакованных твердых полнотелых и полых предметов типа В.

Электропитание: 220 В, 50 Гц, 2.0 кВт.

Габаритные размеры: 45×69×40 см.

Масса: 40 кг.