

Стерилизатор паровой МИЗ-МА ГК-10

РЗН 2013/1033

паровой, объем камеры 10 л, настольный, загрузка горизонтальная, программы 4 шт., полок 4 шт., 50×37×47.5 см, мощность 1.2 кВт, вес 35 кг

МИЗ Медаппарат ООО, Украина



Характеристики

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Тип                 | паровой        |
| Объем камеры        | 10 л           |
| Размещение          | настольный     |
| Тип загрузки        | горизонтальная |
| Количество программ | 4              |
| Количество полок    | 4              |
| Размеры             | 50×37×47.5 см  |
| Мощность            | 1.2 кВт        |
| Вес                 | 35 кг          |

Описание

**Стерилизатор паровой МИЗ-МА ГК-10** с автоматическим управлением всех этапов цикла стерилизации предназначен для автоматического обеспечения паровой стерилизации изделий медицинского назначения из металлов (хирургический, стоматологический инструмент), из термостойкой резины, стекла (шприцы, посуда) и текстильных материалов (перевязочный, шовный и др.).

**Камера:** 10 л (круглая, Ø213×335 мм).

**Программы стерилизации:**

- 121°С - 20 мин (0.11 МПа)
- 126°С - 10 мин (0.14 МПа)
- 132°С - 20 мин (0.20 МПа)
- 134°С - 5 мин (0.21 МПа)

**Основные преимущества:**

- автоматическое управление;
- стерилизационная камера и загрузочные коробки изготовлены из полированной, жаропрочной, нержавеющей стали;

- качественная термоизоляция;
- высокая информативность панели управления, которая предусматривает цифровую индикацию текущей температуры и времени, световую индикацию основных этапов цикла;
- контроль текущих значений давления осуществляется по встроенному в дверь манометра;
- система многоразового использования воды с помощью ее возвращения в виде пара через жиклер в течение всего цикла, с последующей конденсацией в водном бачке;
- дозированная подача воды в паровую камеру, обеспечивающую минимальный процент влажности объектов стерилизации при их извлечении из камеры.

**Электропитание:** 220 В, 1.2 кВт.

**Габаритные размеры:** 50×37×47.5 см.