

Стерилизатор паровой ТЗМОИ ГК-100-3

ФСР 2009/05556

паровой, объем камеры 100 л, напольный, загрузка горизонтальная, программы 2 шт., режим свободного программирования, сушка, полок 4 шт., 117×60.4×144.5 см, мощность 10 кВт, вес 230 кг

Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов АО, Россия



Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	100 л
Размещение	напольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	2
Режим свободного программирования	Да
Сушка	Да
Количество полок	4
Размеры	117×60.4×144.5 см
Мощность	10 кВт
Вес	230 кг

Описание

Стерилизатор паровой ТЗМОИ ГК-100-3 предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением изделий медицинского назначения.

Камера: 100 л (круглая, Ø400×762 мм).

Электропитание: 380 В, 10 кВт.

Режимы стерилизации:

- 132°С - 20 мин (0.2 МПа)
- 120°С - 45 мин (0.11 МПа)

Характеристики:

- Горизонтальный способ загрузки.
- Вакуумная сушка при помощи конденсатора.
- Автоматическое отключение электронагревателей в случае понижения уровня воды ниже минимального.
- Встроенные колеса для удобства монтажа и ТО.
- Подключение к трехфазному источнику питания.