

Стерилизатор паровой КРЭТ ГКа-100 ПЗ

ФСР 2010/07819

паровой, объем камеры 100 л, напольный, загрузка горизонтальная, программы 3 шт., режим свободного программирования, полок 4 шт., 60×113×150 см, мощность 11 кВт, вес 221 кг

Государственный Рязанский приборный завод ОАО, Россия



Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	100 л
Размещение	напольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	3
Режим свободного программирования	Да
Количество полок	4
Размеры	60×113×150 см
Мощность	11 кВт
Вес	221 кг

Описание

Стерилизатор паровой КРЭТ ГКа-100 ПЗ – автоматический стационарный паровой стерилизатор горизонтального типа. Для работы парогенератора стерилизатор должен быть подключен к системе подачи дистиллированной или деминерализованной воды.

Камера: 100 л (круглая, Ø400×771 мм).
Скорость нагрева: не более 55 мин до 180°С.

Температурные режимы:

- 134°С - 5 мин
- 121°С - 20 мин
- Режим свободного программирования (температура 120-134°С, стерилизация 3-45 мин, сушка 1-25 мин)
- Сервисные программы (прогрев камеры (быстрый старт), вакуумный тест, тест Бови-Дика)

Преимущества

- вакуумирование с помощью водокольцевого вакуумного насоса;
- предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры осуществляется комбинированным методом, включающим гравитационный метод («Продувка») и пульсирующую откачку («Вакуумирование»);
- полная автоматизация процесса стерилизации;
- стерилизаторы оснащены интерфейсным разъёмом для подключения к компьютеру;
- камера стерилизатора изготовлена из коррозионностойкой стали;
- микропроцессорное управление обеспечивает постоянный и максимально точный контроль параметров и функций автоклава.

Электропитание: 380 В, 50 Гц, 11 кВт.

Габаритные размеры: 60×113×150 см.

Масса: 221 кг.