

Стерилизатор паровой Belimed MST-V 6-6-12

РЗН 2016/3567

паровой, объем камеры 585 л, напольный, загрузка горизонтальная, программы 9 шт., режим свободного программирования, принтер, полки 2 шт., 243х99х175 (177.5) см

Belimed AG, Швейцария



Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	585 л
Размещение	напольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	9
Режим свободного программирования	Да
Принтер	Да
Количество полок	2
Размеры	243х99х175 (177.5) см

Описание

Стерилизатор паровой Belimed MST-V - это самый компактный стерилизатор в своем классе. Максимальный объем камеры при минимальных габаритах (ширина 99 см, погрузочная высота 78 см).

Серия MST-V 600 – это серия паровых медицинских стерилизаторов с вертикально скользящей дверью.

Варианты модели:

- **MST-V 6-6-12 VS1** - однодверная (габаритные размеры 243×99×175 см; объем камеры 585 л; размеры камеры 66×66×135.4 см);
- **MST-V 6-6-12 VS2** - двухдверная (габаритные размеры 243×99×177.5 см; объем камеры 585 л; размеры камеры 66×66×135.4 см).

Преимущества:

- все конструктивные элементы изготовлены из высококачественной нержавеющей стали;
- идеально подходят для операционных, хирургических центров и отделений стерильной обработки;
- оптимизированные и проверенные стандартные программы позволяют обрабатывать инструменты, изделия из ткани и резиновые детали;

- возможна установка нескольких стерилизаторов вплотную друг к другу;
- параметры программ (число режимов, точки переключения, температуры стерилизации, время стерилизации и сушки и т.д.) могут регулироваться в соответствии с потребностями клиента;
- уникальный световой индикатор статуса позволяет контролировать визуально процесс стерилизации с большого расстояния;
- доступны варианты интеграции с системами охлажденной воды, снижающие потребление воды до 2,6 галлона за цикл;
- доступен электрический теплообменник или теплообменник пар-пар, обеспечивающий свободный от загрязнений пар (чистый пар);
- встроенная система сбора воды;
- встроенный принтер;
- блок управления, подключаемый к сети;
- удаленная диагностика;
- погрузочные стеллажи, транспортные тележки и выдвижные полки;
- система автоматической загрузки/разгрузки;
- сейсмическая анкеровка.