

## Стерилизатор паровой Belimed MST-V 6-6-18

РЗН 2016/3567

паровой, объем камеры 880 л, напольный, загрузка горизонтальная, программы 9 шт., режим свободного программирования, сушка, принтер, 243×99×242 см

Belimed AG, Швейцария



### Характеристики

---

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Тип                               | паровой        |
| Объем камеры                      | 880 л          |
| Размещение                        | напольный      |
| Тип загрузки                      | горизонтальная |
| Количество программ               | 9              |
| Режим свободного программирования | Да             |
| Сушка                             | Да             |
| Принтер                           | Да             |
| Размеры                           | 243×99×242 см  |

### Описание

---

**Стерилизатор паровой Belimed MST-V** - это самый компактный стерилизатор в своем классе. Максимальный объем камеры при минимальных габаритах (ширина 99 см, погрузочная высота 78 см).

Серия MST-V 600 – это серия паровых медицинских стерилизаторов с вертикально скользящей дверью.

#### Модели:

- **MST-V 6-6-18 VS2** - только двухдверная (габаритные размеры 243х99х242 см; объем камеры 880 л; размеры камеры 66х66х200 см).

#### Преимущества:

- все конструктивные элементы изготовлены из высококачественной нержавеющей стали;
- идеально подходят для операционных, хирургических центров и отделений стерильной обработки;
- оптимизированные и проверенные стандартные программы позволяют обрабатывать инструменты, изделия из ткани и резиновые детали;
- возможна установка нескольких стерилизаторов вплотную друг к другу;

- параметры программ (число режимов, точки переключения, температуры стерилизации, время стерилизации и сушки и т.д.) могут регулироваться в соответствии с потребностями клиента;
- уникальный световой индикатор статуса позволяет контролировать визуально процесс стерилизации с большого расстояния;
- доступны варианты интеграции с системами охлажденной воды, снижающие потребление воды до 2,6 галлона за цикл;
- доступен электрический теплообменник или теплообменник пар-пар, обеспечивающий свободный от загрязнений пар (чистый пар);
- встроенная система сбора воды;
- встроенный принтер;
- блок управления, подключаемый к сети;
- удаленная диагностика;
- погрузочные стеллажи, транспортные тележки и выдвижные полки;
- система автоматической загрузки/разгрузки;
- сейсмическая анкеровка.