

Стерилизатор паровой ГК-100 СЗМО

ФСР 2011/11228

паровой, объем камеры 100 л, напольный, загрузка горизонтальная, программы 5 шт., режим свободного программирования, сушка, 120×72×136 см, мощность 10 кВт, вес 170 кг

Медоборудование АО, Россия



Характеристики

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Тип                               | паровой        |
| Объем камеры                      | 100 л          |
| Размещение                        | напольный      |
| Тип загрузки                      | горизонтальная |
| Количество программ               | 5              |
| Режим свободного программирования | Да             |
| Сушка                             | Да             |
| Размеры                           | 120×72×136 см  |
| Мощность                          | 10 кВт         |
| Вес                               | 170 кг         |

Описание

**Стерилизатор паровой ГК-100 СЗМО** – непроходной стерилизатор с автоматическим управлением. Предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением медицинских изделий из коррозионно-стойких металлов, стекла, резин, латекса, пластмасс, изделий из текстиля, перевязочного материала, а также лигатурных шовных материалов, используемых в медицинской практике.

**Камера:** 100 л (круглая, Ø400×970 мм).

**Режимы стерилизации:**

- 134°С - 5 мин (0.21 МПа)
- 132°С - 20 мин (0.20 МПа)
- 121°С - 20 мин (0.11 МПа)
- 120°С - 45 мин (0.11 МПа)
- Режим свободного программирования (температура 110-136°С, время 0-60 мин)

В стерилизаторе предусмотрен фильтр бактериальной очистки атмосферного воздуха. Фильтр не требует частых прочисток и замены мембраны в течении года.

**Электропитание:** 380 В, 50 Гц, 10 кВт.

**Габаритные размеры:** 120×72×136 см.

**Вес:** 170 кг.