

Автоклав MELAG Cliniclave 45 M

РЗН 2016/3819

паровой, объем камеры 200 л, напольный, загрузка горизонтальная, программы 5 шт., сушка, полок 6 шт., 65×160×163 см, мощность 13.5 кВт, вес 315 кг

MELAG Medizintechnik, Германия



Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	200 л
Размещение	напольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	5
Сушка	Да
Количество полок	6
Размеры	65×160×163 см
Мощность	13.5 кВт
Вес	315 кг

Описание

Автоклав MELAG Cliniclave 45 M – это идеальный паровой стерилизатор для госпиталей, частной практики и поликлиник, нуждающихся в эффективном применении, а также планирующих расширение. Они имеют рекордное малое время стерилизации, а также отличаются весьма низким потреблением воды и электроэнергии.

Преимущества:

- особенно большая стерилизационная камера 2 STU (200 л);
- может вместить два стерилизационных контейнера (30х30х60см);
- можно загрузить 70 кг инструментов или 14 кг ткани;
- особо объемная стерилизационная камера цилиндрической формы в сочетании со специально спроектированными вставными решетками являются идеальным решением для всех сфер применения;
- направляющие, расположенные в камере, делают загрузку и выгрузку простой и удобной;

- документация, утверждение и контроль с помощью большеразмерного сенсорного экрана с интуитивным интерфейсом;
- стерилизаторы серии Cliniclave снабжены Ethernet-портом для подключения к компьютерной сети лечебного учреждения;
- мобильное приложение MELAconnect дает возможность просматривать текущее состояние оборудование и ход выполнения программы.

Вставные каркасы и возможные схемы загрузки (кассет, контейнеров и корзин для инструментов), а также система загрузки могут использоваться для всех устройств серии Cliniclave.

Благодаря запатентованной технологии двойной стерилизационной камеры, используемой в Cliniclav 45 и 45 M, а также оптимизации продолжительности цикла, данная модель является одним из лучших решений для стерилизации медицинских и стоматологических инструментов.

Cliniclave 45M обладает всеми функциями Cliniclave 45, но со стерилизационной камерой объемом в два раза больше. Инновационный дизайн и оригинальная концепция обеспечивает оптимальное соотношение цены и качества.

	Cliniclave 45	Cliniclave 45M
Размер камеры	44×72 см	44×134 см
Объем камеры	105 л	200 л
Вес	255 кг	315 кг
Габаритные размеры	65×160×91 см	65×160×163 см
Загрузка	35 кг	70 кг
Энергопотребление	10.5 кВт	13.5 кВт