

Автоклав MELAG MELAquick 12+ p

ФСЗ 2011/11282

паровой, объем камеры 1.35 л, настольный, загрузка вертикальная, программы 3 шт., сушка, 20.5×46×45 см, вес 23

MELAG Medizintechnik, Германия



Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	1.35 л
Размещение	настольный
Тип загрузки	вертикальная
Количество программ	3
Сушка	Да
Размеры	20.5×46×45 см
Вес	23

Описание

Автоклав MELAquick 12+ p - это идеальная альтернатива стерилизации наконечников в обычном автоклаве, со стандартным длительным циклом работы.

Автоклав MELAquick помогает сокращать временные и финансовые затраты посредством оптимизации процедуры стерилизации наконечников, которая соответствует стандартам гигиены.

Для MELAquick 12+ p, при его размере 20.5x45 см (ширина x глубина), требуется действительно намного меньше места для размещения, чем для других автоклавов, обеспечивая в то же время быструю стерилизацию до 12 наконечников.

Преимущества:

- универсальный быстродействующий паровой стерилизатор;
- наконечники и турбины, профилактические и другие необходимые медицинские инструменты (длиной до 20 см) можно простерилизовать между приемом пациентов всего за 7 минут;
- в автоклаве есть **3 программы** класса «S»: все они соответствуют Европейскому стандарту EN 13060;
- встроенный компрессорный насос, который позволяет автоклавам функционировать вне зависимости от места расположения;
- короткое время рабочего цикла гарантирует постоянную гигиену в кабинете без приобретения дорогостоящих дополнительных наконечников;

- устройство записи на **карту памяти** MELA flash, MELAnet Box для сетевого подключения, а также контроль и маркировка инструментов с помощью MELAssoft.

Принцип удаления воздуха	фракционированно-гравитационный метод
Сушка	пульсирующим избыточным давлением
Подача воды	деминерализованная вода, дистиллированная вода
Размеры аппарата	20.5×46×45 см
Камера / объем	9×20 см / 1.35 л
Вес	23 кг
Рабочее избыточное давление / рабочая температура	2.2 бар / 136 °C
Электропитание	220-240 В, 50 / 60 Гц, 9.5 А, 2050 Вт