

Автоклав MELAG Vacuklav 23 B+

ФСЗ 2011/11282

паровой, объем камеры 22 л, настольный, загрузка горизонтальная, программы 5 шт., охлаждение, сушка, полок 5 шт., 42.5×49×74 см, мощность 2.1 кВт, вес 50 кг

MELAG Medizintechnik, Германия



Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	22 л
Размещение	настольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	5
Охлаждение	Да
Сушка	Да
Количество полок	5
Размеры	42.5×49×74 см
Мощность	2.1 кВт
Вес	50 кг

Описание

Стерилизатор паровой Vacuklav 23 B+ - это автономный автоклав с системой воздушного охлаждения. Для его эксплуатации требуется только подключение к электросети.

- Размер камеры:** длина 45 см × диаметр 25 см
- Объем камеры:** 23 л
- Загрузка:** 5 кг (инструментов), 1.8 кг текстильных изделий
- Габаритные размеры устройства:** 42.5×49×74 см
- Вес:** 50 кг
- Устройство подходит для стола с крышкой 60 см

Имеет больше полезного пространства, так как он оснащен **увеличенной рабочей камерой**. Таким образом, можно безопасно стерилизовать наборы более длинных инструментов. Мощный **вакуумный насос** и

эффективный паровой генератор обеспечивают короткое время цикла стерилизации: при использовании Быстрой программы «В» простой упакованный пустотелый инструмент можно извлечь из автоклава уже через 40 минут.

Встроенный **контроль подачи воды** и электронное управление Vasuklav 23 B+ позволяют избежать ошибок в работе и обеспечить высококачественную стерилизацию и максимально бережное обращение с Вашими инструментами.

Для высокоэффективной **сушки**, являющейся предварительным условием длительного периода хранения стерилизованного материала в специальной упаковке, Vasuklav создает вакуум в конце процедуры.

Документирование всех циклов стерилизации, требуемое современным законодательством, выполняется через специально встроенный последовательный интерфейс для подсоединения к принтеру или персональному компьютеру клиники.

Vasuklav 23 B+ предлагает 5 программ:

- универсальная программа 134°C/ 2 бар;
- быстрая программа "В" 134°C/ 2 бар;
- быстрая программа "S" 134°C/ 2 бар;
- антиприонная программа 134°C/ 2 бар;
- мягкая программа 121°C/ 1 бар;
- 2 контрольные программы вакуум-тест, тест Боуи-Дика.