

Автоклав MELAG Vacuklav 24 B+

ФСЗ 2012/12739

паровой, объем камеры 22 л, настольный, загрузка горизонтальная, программы 7 шт., охлаждение, сушка, полок 5 шт., 42.5×49.5×70.5 см, вес 48 кг

MELAG Medizintechnik, Германия



Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	22 л
Размещение	настольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	7
Охлаждение	Да
Сушка	Да
Количество полок	5
Размеры	42.5×49.5×70.5 см
Вес	48 кг

Описание

Стерилизатор Vacuklav 24 B+ - это надежный автоклав Класса В, предлагающий, при внутреннем пространстве с увеличенной на 10 см глубиной (глубина стерилизационной камеры 45 см, объем 23 литра), больше места, что особенно важно для кабинетов и клиник с большими наборами инструментов. Имеет водяное охлаждение вакуумного насоса, и, таким образом, оптимален для тех случаев, когда требуется выполнить несколько циклов стерилизации подряд.

За счет простого подключения к системе подачи воды, такого же, как у стиральной машины, Vacuklav 24 B+ может быть установлен в кабинете без лишних усилий.

- Размер камеры:** длина 45 см х диаметр 25 см
- Объем камеры:** 23 л
- Загрузка:** 7 кг инструментов 2.5 кг текстильных изделий
- Габаритные размеры устройства:** 42.5×49.5×70.5 см
- Вес:** 48 кг
- Устройство подходит для стола с крышкой 60 см

Vacuklav 23 B+ предлагает 5 программ:

- универсальная программа 134°C/ 2 бар;
- быстрая программа "B" 134°C/ 2 бар;
- быстрая программа "S" 134°C/ 2 бар;
- антиприонная программа 134°C/ 2 бар;
- мягкая программа 121°C/ 1 бар;
- 2 контрольные программы вакуум-тест, тест Боуи-Дика.