

Автоклав MELAG Vacuklav 43 B+

ФСЗ 2011/11282

паровой, объем камеры 23 л, настольный, загрузка горизонтальная, программы 5 шт., охлаждение, сушка, принтер, полок 4 шт., 46×50×68 см, мощность 3.4 кВт, вес 69 кг

MELAG Medizintechnik, Германия



Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	23 л
Размещение	настольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	5
Охлаждение	Да
Сушка	Да
Принтер	Да
Количество полок	4
Размеры	46×50×68 см
Мощность	3.4 кВт
Вес	69 кг

Описание

Стерилизатор паровой MELAG Vacuklav 43 B+ - это вместительный и автономный автоклав премиум-класса – теперь с системой DRYtelligence. Высокопроизводительная система воздушного охлаждения обеспечивает идеальную пригодность Vacuklav 43 B+ Evolution для быстрой, высокоэффективной стерилизации паром большого количества инструментов без подключения подачи воды. Более глубокая камера для стерилизации (45 см) обеспечивает загрузку наборов инструментов большей длины. Очень короткий цикл обработки позволяет использовать этот автоклав для очистки большого количества инструментов за короткий период времени. В запатентованной интеллектуальной системе сушки DRYtelligence используются специально разработанные алгоритмы для регулировки цикла сушки в соответствии с загрузкой автоклава, чтобы еще больше сократить время обработки и сэкономить ресурсы. Это значит, что даже при неполной загрузке обеспечивается надлежащая очистка без напрасной траты ресурсов.

Преимущества:

- цветной сенсорный дисплей увеличенного размера и встроенное программное обеспечение автоклава для утверждения, маркировки и отслеживания стерилизуемых инструментов;
- запатентованная двухкамерная технология обеспечивает максимально короткие рабочие циклы;
- с запатентованной системой сушки DRYtelligence для каждой конфигурации загрузки;
- документация, утверждение и контроль - с помощью большеразмерного сенсорного экрана с интуитивным интерфейсом;
- максимальный объем загрузки в особенно длинной камере – 9 кг;
- автономное устройство с системой воздушного охлаждения;
- мобильное приложение MELAconnect дает возможность просматривать текущее состояние оборудования и ход выполнения программы.

Технические характеристики:

Размер и объем камеры: Ø 25 см × длина 45 см / 23 л

Объем загрузки (макс.): 9 кг инструментов / 2,5 кг текстиля

Размер: 46×50×68 см, высота с дисплеем – 56 см

Масса: 69 кг

Ножки автоклава рассчитаны на столешницу глубиной 60 см

Время выполнения программ	Инструменты: до 7 кг	Текстиль: до 2.5 кг	Время сушки
Универсальная программа	17 - 25	28	12
Быстрая программа В	15- 16	-	6
Быстрая программа S	9 - 13	-	2
Щадящая программа	32 - 42	46	12
Антиприоновая программа	32 – 39	44	12