

Стерилизатор паровой ТЗМОИ ВК-30-01

ФСР 2010/07168

паровой, объем камеры 30 л, напольный, загрузка вертикальная, программы 2 шт., сушка, полок 2 шт., 92×50×70 см, мощность 4 кВт, вес 60 кг

Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов АО, Россия



Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	30 л
Размещение	напольный
Тип загрузки	вертикальная
Количество программ	2
Сушка	Да
Количество полок	2
Размеры	92×50×70 см
Мощность	4 кВт
Вес	60 кг

Описание

Паровой полуавтоматический стерилизатор ВК-30-01 – с вакуумной сушкой, экономичный, прост и удобен в эксплуатации, безопасен для окружающей среды. Предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением изделий медицинского назначения из металлов, стекла, резин, текстильных изделий, воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств. Используется в лечебно-профилактических и других медицинских учреждениях, лабораториях. Для предупреждения образования накипи, увеличения эффективности эксплуатации стерилизатора необходимо использовать дистиллированную воду.

Объем камеры: 27 л.

Режимы:

- 132°С - 20 мин - 0.2 МПа;
- 120°С - 45 мин - 0.11 МПа.

Особенности:

- экономичный, простой и удобный в эксплуатации;
 - безопасен для окружающей среды;
 - крышка, паровая рубашка и основные узлы изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали;
 - стерилизационная камера из высоколегированной нержавеющей стали марки 12X18H10T (AISI 321);
 - камера имеет форму цилиндра и расположена вертикально;
 - встроенный парогенератор (производительность встроенного парогенератора – 5.1 кг/ч пара);
 - ручная заливка воды в парогенератор;
 - полуавтоматическое управление;
 - время нагрева – не более 30 мин.;
 - предварительное удаление воздуха из камеры – методом гравитационной продувки;
 - вакуумная сушка при помощи эжектора, глубина разрежения – не менее -0.05 МПа;
 - фильтр бактериальной очистки воздуха, поступающего в камеру на этапе выравнивания давления;
 - средняя наработка на отказ – не менее 1250 циклов.
- Срок эксплуатации – 10 лет.

Система безопасности:

- отключение ТЭНов при снижении уровня воды в парогенераторе;
- защитное устройство от превышения давления в парогенераторе.

Стандартная комплектация:

- набор запасных частей - 1 компл.
- кассеты - 2 шт.
- подставка под кассеты - 1 шт.
- сетка для сливного отверстия камеры - 1 шт.
- клапан обратный - 1 шт.

Запасные части для Стерилизатора ВК-30-01