

Стерилизатор паровой ТЗМОИ ВК-75-01

ФСР 2008/02428

паровой, объем камеры 75 л, напольный, загрузка вертикальная, программы 2 шт., сушка, полок 3 шт., 70×56×115 см, мощность 8 кВт, вес 120 кг

Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов АО, Россия



Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	75 л
Размещение	напольный
Тип загрузки	вертикальная
Количество программ	2
Сушка	Да
Количество полок	3
Размеры	70×56×115 см
Мощность	8 кВт
Вес	120 кг

Описание

Стерилизатор паровой ТЗМОИ ВК-75-01 имеет цилиндрическую камеру и вертикальный способ загрузки, идеально подходит для небольших медицинских учреждений.

Камера: 75 л (круглая, 400×600 мм).

Электропитание: 220 В, 8 кВт.

Режимы стерилизации:

- 132°С - 20 мин (0.2 МПа)
- 132°С - 45 мин (0.11 МПа)

Характеристики:

- Вертикальный способ загрузки, цилиндрическая камера.
- Вакуумная сушка при помощи эжектора.
- Стерилизатор оборудован автоматической системой парогашения.

- Возможность ручной заливки воды.
- Встроенные колеса для удобства монтажа и ТО.
- Подключение к однофазному источнику питания.