

Стерилизатор плазменный ASP STERRAD 100S

МЗ РФ № 2003/564 до 14.04.2013

плазменный, объем камеры 173 л, напольный,
загрузка горизонтальная, программы 2 шт., сушка,
принтер, полок 2 шт., 166.4×86.4×106.7 см, вес 349.3
кг

Advanced Sterilization Products, США



Характеристики

Тип	плазменный
Объем камеры	173 л
Размещение	напольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	2
Сушка	Да
Принтер	Да
Количество полок	2
Размеры	166.4×86.4×106.7 см
Вес	349.3 кг

Описание

STERRAD 100S – это низкотемпературный стерилизатор, основанный на технологии плазмы пероксида водорода STERRAD. Благодаря современной газоплазменной технологии, система STERRAD 100S обеспечивает сухую, низкотемпературную стерилизацию инструментов, в том числе деликатных и чувствительных к высокой температуре и влажности.

2 цикла стерилизации

1. **54 минуты** – короткий цикл для большинства хирургических инструментов;
2. **72 минуты** – длинный цикл для гибких эндоскопов и приборов с удлиненными каналами.

Простая установка и эксплуатация

Не требует подключения водопровода, канализации, дорогостоящих систем вентиляции или мониторинга. Простой запуск цикла нажатием одной кнопки сводит к минимуму потребности в обучении и облегчает использование системы.

Побочными продуктами процесса стерилизации являются нетоксичные кислород и водяной пар.

Технические характеристики стерилизатора

Стерилизационный агент	Пероксид водорода
Модели	Напольный
Размещение	На полу
Габариты	166.4×86.4×106.7 см
Масса	349.3 кг
Температурный цикл	45 - 55°C
Общий объем камеры	173 л
Полезный объем камеры	100 л
Полки камеры	Верхняя полка: 42.5×70 см Нижняя полка: 32.5×76 см
Мобильность	Встроенные колёса
Кассеты	Количество циклов с одной кассеты - 25 Количество кассет в упаковке - 5
Условия эксплуатации	Температура 10 - 40°C Влажность - от 30% до 75% (без конденсата)
Электропитание	380-415 В, 50 Гц, 16 А, 3-фазная цепь с отдельными нулевыми и заземляющими проводами.