

Стерилизатор плазменный ТЗМОИ ДГМ 3-150

РЗН 2016/4060

плазменный, объем камеры 135 л, напольный,
загрузка горизонтальная, программы 3 шт., принтер,
полок 2 шт.

Тюменский завод медицинского оборудования и
инструментов АО, Россия



Характеристики

Тип	плазменный
Объем камеры	135 л
Размещение	напольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	3
Принтер	Да
Количество полок	2

Описание

Стерилизатор ТЗМОИ PHS ПС-150 – низкотемпературный плазменный стерилизатор. Используется для стерилизации медицинского оборудования и инструментов, выполненных из термолabileльных материалов.

Камера: 135 л (прямоугольная).
Стерилизующее средство: пероксид водорода.
Температура стерилизации: 50°С.

Циклы стерилизации:

- Короткий – 28 мин
- Стандартный – 50 мин
- Удлиненный – 65 мин

Особенности:

- Цветной русифицированный ЖК-дисплей с диагональю 10"
- Ножная педаль управления для облегчения загрузки
- Вертикально-скользящая слайдовая дверь
- Встроенные колеса для облегчения монтажа
- Встроенный принтер