

Стерилизатор плазменный ТЗМОИ ДГМ 3-40

РЗН 2016/4060

плазменный, объем камеры 64 л, настольный,
загрузка горизонтальная, программы 3 шт., режим
свободного программирования, принтер, полок 2 шт.

Тюменский завод медицинского оборудования и
инструментов АО, Россия



Характеристики

Тип	плазменный
Объем камеры	64 л
Размещение	настольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	3
Режим свободного программирования	Да
Принтер	Да
Количество полок	2

Описание

Стерилизатор ТЗМОИ PHS ПС-40 – низкотемпературный плазменный стерилизатор настольного типа с вместительным полезным пространством камеры. Используется для стерилизации медицинского оборудования и инструментов, выполненных из термолабильных материалов.

Камера: 64 л (прямоугольная).
Стерилизующее средство: пероксид водорода.
Температура стерилизации: 50°С.

Циклы стерилизации:

- Короткий – 28 мин
- Стандартный – 40 мин
- Удлиненный – 50 мин

Особенности:

- Настольное исполнение
- Стол на колесах
- Дверь распашного типа с автоматическим механизмом запираения

- Цветной русифицированный ЖК-дисплей с диагональю 7"
- Встроенный принтер
- USB-порт для переноса данных процесса