

Стерилизатор плазменный Мед ТеКо Пластер-100

ФСР 2011/12128

плазменный, объем камеры 100 л, напольный,
загрузка горизонтальная, программы 3 шт., сушка,
принтер, полки 2 шт., 160.5×73×97.5 см, мощность 3
кВт, вес 300 кг

Мед ТеКо ООО, Россия



Характеристики

Тип	плазменный
Объем камеры	100 л
Размещение	напольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	3
Сушка	Да
Принтер	Да
Количество полок	2
Размеры	160.5×73×97.5 см
Мощность	3 кВт
Вес	300 кг

Описание

Стерилизатор плазменный ПЛАСТЕР 100 Мед ТеКо – универсальный плазменный низкотемпературный стерилизатор. Он позволяет быстро, безопасно и эффективно стерилизовать широкий спектр медицинского оборудования и чувствительных к тепловому и механическому воздействию частей инструментов, а также инструментов, содержащих узкие, с трудом поддающиеся стерилизации каналы, лапароскопическое и эндоскопическое оборудование.

Камера: 100 л (полезный объем).
Стерилизующий агент: средство СТ-60-Мед ТеКо.

- Режимы стерилизации:**
- 24 мин – «экспресс-программа»
 - 48 мин – «стандартная программа»

- 60 мин – «усиленная программа»

Принцип действия

Создание в вакуумной камере с парами перекиси водорода биоцидной плазменной среды. Стерилизация изделий осуществляется в парах стерилизующего средства с последующим возбуждением низкотемпературной плазмы.

Особенности:

- Стерилизация на основе пероксида водорода, проводится в сухой атмосфере **при температуре не выше 55°C**.
- Плазменная стерилизация универсальна для большинства типов медицинских изделий, эффективная стерилизация сложного и дорогостоящего оборудования.
- Процесс стерилизации не требует специального помещения.
- Экономическая эффективность: адекватная стоимость оборудования и расходных материалов, низкая стоимость цикла стерилизации.
- Защита здоровья персонала и охрана окружающей среды.