

Стерилизатор воздушный КРЭТ ГП-640 ПЗ

ФСР 2010/09184

воздушный, объем камеры 640 л, напольный, загрузка горизонтальная, программы 4 шт., режим свободного программирования, охлаждение, полок 3 шт., 121.5×83.6×161.5 см, мощность 6.7 кВт, вес 220 кг

Государственный Рязанский приборный завод ОАО, Россия



Характеристики

Тип	воздушный
Объем камеры	640 л
Размещение	напольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	4
Режим свободного программирования	Да
Охлаждение	Да
Количество полок	3
Размеры	121.5×83.6×161.5 см
Мощность	6.7 кВт
Вес	220 кг

Описание

ПЗ Воздушный стерилизатор КРЭТ ГП-640 ПЗ – вместительная модель из серии аппаратов с принудительным воздушным охлаждением стерилизационной камеры в напольном исполнении. Улучшенное охлаждение обеспечивается за счет принудительной циркуляции воздуха в рубашке охлаждения вокруг стерилизационной камеры. Инструмент остается в стерильной среде.

- Камера:** 640 л (1050×500×1235 мм).
- Полки:** 3 шт. (макс. – 7 шт.).
- Задаваемая температура:** 50-200°C.
- Скорость нагрева:** не более 100 мин до 180°C.

Автоматические программы:

- Стерилизация – 160°C / 150 мин
- Стерилизация – 180°C / 60 мин
- Дезинфекция – 120°C / 45 мин
- Сушка – 85°C в течение любого отрезка времени

Преимущества

- эффективное принудительное охлаждение;
- прост в подключении и эксплуатации;
- автоматическая регулировка и поддержание температуры;
- режимы работы и выбранная программа отображаются на цифровом дисплее;
- энергонезависимая память для сохранения параметров до 10 программ, которые вызываются для работы;
- равномерное распределение температуры по объему камеры;
- устройство защиты при перегреве;
- малое энергопотребление;
- камера и элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из коррозионностойкой стали;
- задача времени отложенного старта запуска выбранной программы;
- платиновый датчик температуры.

Электропитание: 220 В, 50 Гц, 6.7 кВт.

Габаритные размеры: 121.5×83.6×161.5 см.

Масса: 220 кг.