

Стерилизатор воздушный КРЭТ ГП-320 ПЗ

ФСР 2008/02403

воздушный, объем камеры 320 л, напольный, загрузка горизонтальная, программы 4 шт., охлаждение, полок 3 шт., 68.9×83.6×161.6 см, мощность 5.4 кВт, вес 124 кг

Государственный Рязанский приборный завод ОАО,
Россия



Характеристики

Тип	воздушный
Объем камеры	320 л
Размещение	напольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	4
Охлаждение	Да
Количество полок	3
Размеры	68.9×83.6×161.6 см
Мощность	5.4 кВт
Вес	124 кг

Описание

ПЗ Воздушный стерилизатор КРЭТ ГП-320 ПЗ – вместительная модель из серии аппаратов с принудительным воздушным охлаждением стерилизационной камеры в напольном исполнении. Улучшенное охлаждение обеспечивается за счет принудительной циркуляции воздуха в рубашке охлаждения вокруг стерилизационной камеры. Инструмент остается в стерильной среде.

- Камера:** 320 л (525×490×1233 мм).
Полки: 3 шт. (макс. – 7 шт.). Размер полок – 476×495 мм.
Задаваемая температура: 50-200°C.
Скорость нагрева: не более 75 мин до 180°C.

- Автоматические программы:**
- Стерилизация – 160°C / 150 мин
 - Стерилизация – 180°C / 60 мин

- Дезинфекция – 120°C / 45 мин
- Сушка – 85°C в течение любого отрезка времени

Преимущества

- эффективное принудительное охлаждение;
- прост в подключении и эксплуатации;
- автоматическая регулировка и поддержание температуры;
- режимы работы и выбранная программа отображаются на цифровом дисплее;
- энергонезависимая память для сохранения параметров до 10 программ, которые вызываются для работы;
- равномерное распределение температуры по объему камеры;
- устройство защиты при перегреве;
- малое энергопотребление;
- камера и элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из коррозионностойкой стали;
- задача времени отложенного старта запуска выбранной программы;
- платиновый датчик температуры.

Электропитание: 220 В, 50 Гц, 5.4 кВт.

Габаритные размеры: 68.9×83.6×161.6 см.

Масса: 124 кг.