

Стерилизатор воздушный Витязь ГП 20-3

ФСЗ 2010/07746

воздушный, объем камеры 20 л, настольный, загрузка горизонтальная, режим свободного программирования, сушка, полок 3 шт., 63×41.5×44 см, мощность 1.5 кВт, вес 35 кг

Витязь ОАО, Беларусь



Характеристики

Тип	воздушный
Объем камеры	20 л
Размещение	настольный
Тип загрузки	горизонтальная
Режим свободного программирования	Да
Сушка	Да
Количество полок	3
Размеры	63×41.5×44 см
Мощность	1.5 кВт
Вес	35 кг

Описание

Компактное, производительное и эффективное средство воздушной стерилизации, дезинфекции и сушки горячим воздухом медицинских и лабораторных инструментов, принадлежностей, материалов и стеклянной посуды термоустойчивых до 200°С. Применяется в лечебно-профилактических учреждениях, лабораториях, аптеках, стоматологических клиниках, ветеринарии и т.д. Могут использоваться в пищевой, кондитерской, химической промышленности. Благодаря высоким техническим параметрам может найти применение при научных и лабораторных исследованиях. Отличительные особенности: автоматическое обеспечение параметров режима работы; микропроцесорное управление; принудительная конвекция бесшумным вентилятором; камера выполнена из нержавеющей стали; питание от сети однофазного переменного тока (230±23) В, частотой (50±1) Гц; фиксированная аварийная защита от перегрева на уровне 230°С. Два режима, программируемые оператором.