

Стерилизатор воздушный Витязь ГП 40-3

ФСЗ 2010/07746

воздушный, объем камеры 40 л, настольный, загрузка горизонтальная, программы 4 шт., режим свободного программирования, сушка, полок 4 шт., 73.5×51×51.5 см, мощность 1.8 кВт, вес 50 кг

Витязь ОАО, Беларусь



Характеристики

Тип	воздушный
Объем камеры	40 л
Размещение	настольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	4
Режим свободного программирования	Да
Сушка	Да
Количество полок	4
Размеры	73.5×51×51.5 см
Мощность	1.8 кВт
Вес	50 кг

Описание

Современное оборудование для стабилизированной термической обработки материалов в воздушной тепловой среде, стерилизации, дезинфекции и сушки горячим воздухом хирургических инструментов, стеклянной посуды, изделий медицинского и другого назначения, термоустойчивых до 200°C. Применяется в лечебно-профилактических учреждениях, лабораториях, аптеках, стоматологических клиниках, ветеринарии и т.д. Могут использоваться в пищевой, кондитерской, химической промышленности. Благодаря высоким техническим параметрам может найти применение при научных и лабораторных исследованиях. Отличительные особенности: автоматическое обеспечение параметров режима работы; микропроцесорное управление; принудительная конвекция бесшумным вентилятором; камера выполнена из нержавеющей стали; устройство защиты от перегрева; питание от сети однофазного переменного тока (230±23) В, частотой (50±1) Гц; фиксированная аварийная защита от перегрева на уровне 230°C.