

Стерилизатор воздушный КРЭТ-ГП 40 МО

ФСР 2011/10267

воздушный, объем камеры 40 л, напольный /
настольный, загрузка горизонтальная, программы 4
шт., режим свободного программирования, сушка,
70.6×51×49.5 см, мощность 1.1 кВт, вес 26 кг

Государственный Рязанский приборный завод ОАО,
Россия



Характеристики

Тип	воздушный
Объем камеры	40 л
Размещение	напольный / настольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	4
Режим свободного программирования	Да
Сушка	Да
Размеры	70.6×51×49.5 см
Мощность	1.1 кВт
Вес	26 кг

Описание

Воздушный стерилизатор КРЭТ ГП-40 МО предназначен для стерилизации сухим горячим воздухом изделий, изготовленных из термостойких материалов (металлов, стекла, резин на основе силиконового каучука) – хирургических, стоматологических и других инструментов, термостойких шприцев (с отметкой 200°C) и игл к ним, стеклянной посуды и других изделий медицинского назначения. Стерилизатор используется для дезинфекции и сушки медицинских изделий.

Камера: 40 л (прямоугольная, 472×285×360 мм).

Полки: 2 шт. (макс. – 8 шт.). Размер полок – 451×230 мм.

Задаваемая температура: 50-200°C.

Скорость нагрева: не более 48 мин до 180°C.

Автоматические программы:

- Стерилизация – 160°C / 150 мин

- Стерилизация – 180°C / 60 мин
- Дезинфекция – 120°C / 45 мин
- Сушка – 85°C в течение любого отрезка времени

Преимущества

- прост в подключении и эксплуатации;
- автоматическая регулировка и поддержание температуры;
- режимы работы и выбранная программа отображаются на цифровом дисплее;
- энергонезависимая память для сохранения параметров до 10 программ, которые вызываются для работы;
- равномерное распределение температуры по объему камеры;
- устройство защиты при перегреве;
- малое энергопотребление;
- камера и элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из коррозионностойкой стали;
- задача времени отложенного старта запуска выбранной программы;
- платиновый датчик температуры;
- надежность в работе и конкурентная цена.

Электропитание: 220 В, 50 Гц, 1.1 кВт.

Габаритные размеры: 70.6×51×49.5 см.

Масса: 26 кг.