

Стерилизатор воздушный КРЭТ ГП-80 МО

ФСР 2011/10267

воздушный, объем камеры 80 л, настольный, загрузка горизонтальная, программы 4 шт., режим свободного программирования, сушка, полок 2 шт., 81.6×58×59.5 см, мощность 2.1 кВт, вес 44 кг

Государственный Рязанский приборный завод ОАО,  
Россия



Характеристики

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Тип                               | воздушный       |
| Объем камеры                      | 80 л            |
| Размещение                        | настольный      |
| Тип загрузки                      | горизонтальная  |
| Количество программ               | 4               |
| Режим свободного программирования | Да              |
| Сушка                             | Да              |
| Количество полок                  | 2               |
| Размеры                           | 81.6×58×59.5 см |
| Мощность                          | 2.1 кВт         |
| Вес                               | 44 кг           |

Описание

**Воздушный стерилизатор КРЭТ ГП-80 МО** предназначен для стерилизации сухим горячим воздухом изделий, изготовленных из термостойких материалов (металлов, стекла, резин на основе силиконового каучука) – хирургических, стоматологических и других инструментов, термостойких шприцев (с отметкой 200°С) и игл к ним, стеклянной посуды и других изделий медицинского назначения. Стерилизатор используется для дезинфекции и сушки медицинских изделий.

- Камера:** 80 л (прямоугольная, 582×355×460 мм).
- Полки:** 2 шт. (макс. – 11 шт.). Размер полок – 561×290 мм.
- Задаваемая температура:** 50-200°С.
- Скорость нагрева:** не более 55 мин до 180°С.

**Автоматические программы:**

- Стерилизация – 160°C / 150 мин
- Стерилизация – 180°C / 60 мин
- Дезинфекция – 120°C / 45 мин
- Сушка – 85°C в течение любого отрезка времени

**Преимущества**

- прост в подключении и эксплуатации;
- автоматическая регулировка и поддержание температуры;
- режимы работы и выбранная программа отображаются на цифровом дисплее;
- энергонезависимая память для сохранения параметров до 10 программ, которые вызываются для работы;
- равномерное распределение температуры по объему камеры;
- устройство защиты при перегреве;
- малое энергопотребление;
- камера и элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из коррозионностойкой стали;
- задача времени отложенного старта запуска выбранной программы;
- платиновый датчик температуры;
- надежность в работе и конкурентная цена.

**Электропитание:** 220 В, 50 Гц, 2.1 кВт.

**Габаритные размеры:** 81.6×58×59.5 см.

**Масса:** 34 кг.