

Стерилизатор паровой DGM AND 100

ФСЗ 2009/03688

паровой, объем камеры 100 л, напольный, загрузка горизонтальная, программы 9 шт., режим свободного программирования, сушка, принтер, полок 4 шт., 90×80×161.5 см, мощность 20 кВт, вес 430 кг

SMS Sp.z.o.o., Польша



Характеристики

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Тип                               | паровой        |
| Объем камеры                      | 100 л          |
| Размещение                        | напольный      |
| Тип загрузки                      | горизонтальная |
| Количество программ               | 9              |
| Режим свободного программирования | Да             |
| Сушка                             | Да             |
| Принтер                           | Да             |
| Количество полок                  | 4              |
| Размеры                           | 90×80×161.5 см |
| Мощность                          | 20 кВт         |
| Вес                               | 430 кг         |

Описание

**Паровой стерилизатор DGM AND 100** предназначен для стерилизации паром хирургических инструментов, текстиля, одежды, изделий из резины, металлической и пластиковой посуды и стекла.

**Объем камеры:** 100 л.  
**Температура стерилизации:** 110-138 °С.

**Потребление воды:**  
- вакуумным насосом: 40 л/цикл;  
- для парогенератора: 3.5 л/цикл.

### Основные характеристики:

- Прямоугольная, горизонтально расположенная **стерилизационная камера** проходного (непроходного) типа, выполненная из высококачественной нержавеющей стали AISI 316.
- **7 программ стерилизации**, позволяющих изменять температуру и продолжительность стерилизации, процесса сушки и фазы остывания, и **2 сервисные программы** (тест Бови-Дика на качество проникновения пара в пористые материалы и тест на герметичность).
- Возможность конфигурирования параметров каждой программы в широком диапазоне.
- Возможность производить операции в ручном режиме.
- Микропроцессорное управление.
- Пульт управления с клавиатурой и жидкокристаллическим **цветным графическим дисплеем**, оборудованный контактным экраном для графического отображения информации о текущих параметрах процесса и стадии выполнения.
- Вывод параметров стерилизации на **встроенный принтер**.
- Сохранение параметров стерилизации во встроенной памяти и возможность их распечатки.
- **Встроенный паровой генератор**.
- Система снижения расхода воды.
- Вертикальная **слайдовая дверь**.
- Доступ для обслуживания с левой и правой стороны.

**Электропитание:** 230В / 380В, 50 Гц. Мощность 20 кВт.

**Габариты (г×ш×в):** 900×800×1615 мм.

**Вес:** 430 кг.

### Дополнительное оборудование:

- Система быстрого охлаждения состоящая из охладителя и воздушного вентилятора, встроенных в стерилизационную камеру.
- Дополнительный выхлопной воздушный фильтр HEPA.
- Программное обеспечение для контроля, записи и архивирования параметров стерилизационных циклов.
- Выполнение соединительных элементов труб из нержавеющей стали.
- Дополнительный температурный датчик в камере для стерилизации жидкостей.

### Дополнительные принадлежности:

- Тележка стерилизационная.
- Тележка загрузочная.
- Корзина стерилизационная 585×365×180 мм.
- Корзина стерилизационная 585×365×170 мм.