

Стетоскоп 3M Littmann Classic II Infant

РЗН 2016/4622

педиатрический, головка двусторонняя, трубка
одинарная, мембрана 2.7 см, малая мембрана 1.9 см,
трубка 71 см

3M Health Care, США



Характеристики

Тип	педиатрический
Акустическая головка	двусторонняя
Трубка	одинарная
Диаметр мембраны	2.7 см
Диаметр меньшей мембраны	1.9 см
Диаметр колокола	1.9 см
Длина трубки	71 см
Акустическая чувствительность	7

Дополнительные характеристики

Стетоскопы 3M™ Littmann Classic II Infant - специально разработаны для выслушивания новорожденных, имеют специальный размер и высокую звуковую чувствительность. Стетоскоп снабжен двусторонней акустической головкой: одна сторона может использоваться как колокол, другая - как традиционная диафрагма. Трубка яркого цвета обязательно привлечет внимание Ваших маленьких пациентов!

Противопоказания: индивидуальная непереносимость. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией или получить консультацию специалиста.

Особенности:

- запатентованная плавающая диафрагма на большей стороне акустической головки для выслушивания высоких частот;
- колокол размером 1.9 см. на одной из сторон акустической головки для выслушивания низких частот;
- не вызывающий чувство холода у пациентов ободок акустической головки;
- анатомически правильное расположение оголовья;
- мягкие изолирующие ушные наконечники;
- рекомендуемые области применения;
- используется для проведения диагностики пациентов. Идеально подходит для педиатров, неонатологов, медицинских сестер.

Технические характеристики:

- вес: 95 г;
- вес аускультирующей головки: 30 г;
- материал оголовья: широкодиапазонный / анодированный алюминий;
- материал диафрагмы: эпоксидный / стекловолокно;
- покрытие (вид обработки) аускультирующей головки: обработанная нержавеющая сталь.

Модификации:

- арт. 2114 - чёрная трубка;
- арт. 2114R - красная трубка;
- арт. 2122 - малиновая трубка;
- арт. 2124 - трубка цвета морской волны;
- арт. 2157 - малиновая трубка, акустическая головка радужная.